

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Marcks-S162 Per Wb, Elisa - P29966

Numero articolo: CM0001025

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per MARCKS fosforilato (Ser162). Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PKC, della dinamica del citoscheletro e della ricerca sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-MARCKS-S162 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S162
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4082
GeneID	4082
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui circostanti S162 di MARCKS umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P29966
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio