


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Max-S11 Per Wb, Elisa - P61244

Numero articolo: CM0001367



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-MAX-S11, validato per WB ed ELISA. Specifico per MAX umano fosforilato alla serina 11. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale MYC/MAX/MAD e del rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-MAX-S11 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	bHLHd4; Phospho-MAX-S11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4149
GeneID	4149
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico fosforilato attorno a S11 di MAX umano (NP_002373.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P61244
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio