

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Mcl1-T163 Per Wb, Elisa - Q07820

Numero articolo: CM0001711



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro MCL1 fosforilata in T163. Validato per WB ed ELISA, reagisce con MCL1 umana e murina. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e la leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-MCL1-T163                                            |
| Osservazioni/Alias    | TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; Phospho-MCL1-T163           |
| Specie                | Umana                                                                                          |
| GeneID (umano)        | 4170                                                                                           |
| GeneID                | 4170                                                                                           |
| Immunogeno            | Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a T163 di MCL1 umana (NP_068779.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                                          |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umana, Murina                                                                                  |
| SWISS                 | Q07820                                                                                         |
| Peso Proteico         | 37kDa                                                                                          |
| Spedizione            | Sacca refrigerante                                                                             |