


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Mcm2-S139 Per Wb, Elisa - P49736

Numero articolo: CM0001331



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-MCM2-S139 validato per WB, ELISA, reagisce con MCM2 umano fosforilato a Ser139. Ideale per la ricerca sulla replicazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-MCM2-S139
Osservazioni/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; Fosfo-MCM2-S139
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4171
GeneID	4171
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S139 di MCM2 umano (NP_004517.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P49736
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio