

Mab Coniglio Anti Phospho-Mdm2-S166 Per Ihc-P E Elisa - Q00987

Numero articolo: CM0001665



introduzione

Il mAb coniglio anti Phospho-MDM2-S166 rileva specificamente l'MDM2 umano fosforilato sulla serina 166. Validato per IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Supporta la ricerca sull'asse p53-MDM2 e sulla regolazione dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti Phospho-MDM2-S166
Note/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S166
Specie	Umana
ID gene (Umana)	4193
ID gene	4193
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico fosforilato corrispondente alle regioni circostanti la S166 dell'MDM2 umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q00987
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio