

Fosfo-Mef2C-S396 Pab Coniglio - Q06413

Numero articolo: CM0000617

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Phospho-MEF2C (S396) per WB e ELISA; rileva la MEF2C umana a ~51kDa. Ideale per studiare la fosforilazione di MEF2C nella regolazione trascrizionale, lo sviluppo neurologico e la miogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	Fosfo-MEF2C-S396 pAb coniglio
Note/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; Fosfo-MEF2C-S396
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	4208
GeneID	4208
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S396 della MEF2C umana (NP_002388.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q06413
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio