

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Mek1 (Ps221) Per Wb, Elisa - Q02750

Numero articolo: CM0000474



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per MEK1 fosforilato in Ser221. Adatto per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare le vie di segnalazione MAPK/ERK e le malattie associate.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-MEK1-pS221                          |
| Note/Alias            | MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Fosfo-MEK1-pS221                     |
| Specie                | Umano                                                                       |
| ID Gene               | 5604                                                                        |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico fosforilato intorno a S221 di MEK1 umano (NP_002746.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                       |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                   |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                          |
| SWISS                 | Q02750                                                                      |
| Peso Proteico         | 43kDa                                                                       |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                           |