

Fosfo-Mek1-S217 Coniglio Pab Per Wb - Q02750

Numero articolo: CM0000782



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che rileva MEK1 fosforilata a Ser217. Validato per WB e ELISA con reattività su umano, topo e ratto. Strumento essenziale per la ricerca sulla via MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-MEK1-S217 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Fosfo-MEK1-S217
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5604
Gene ID	5604
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a S217 di MEK1 umano (NP_002746.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02750
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio