

Phospho-Mek1-T286 Rabbit Pab - Q02750

Numero articolo: CM0001739



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-MEK1-T286 convalidato per WB e ELISA. Rileva MEK1 umano, murino e ratto fosforilato a T286. Ideale per ricerche sulla via MAPK/ERK e applicazioni di sviluppo farmaceutico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-MEK1-T286 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T286
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5604
GeneID	5604
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T286 di MEK1 umano (NP_002746.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q02750
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio