

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Fosfo-Mek1-T292 Per Wb, Elisa - Q02750

Numero articolo: CM0001568



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-MEK1-T292 validato per WB ed ELISA. Rileva MEK1 (MAP2K1) umano, di topo, di ratto. Essenziale per la segnalazione MAPK/ERK, crescita cellulare, differenziazione. 43 kDa. Q02750.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-MEK1-T292
Note/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Fosfo-MEK1-T292
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5604
GeneID	5604
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a T292 di Fosfo-MEK1-T292 umano (Q02750)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio