

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Mek1-T292 Per Wb E Elisa - Q02750

Numero articolo: CM0000907



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-MEK1-T292 per Western blot e ELISA. Rileva la MEK1 (MAP2K1) fosforilata in T292 in campioni umani e di ratto. Adatto per studi sulla via di segnalazione MAPK e ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-MEK1-T292 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5604
GeneID	5604
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione T292 della MEK1 umana (NP_002746.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q02750
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio