

Mab Coniglio Anti Phospho-Mek1/Mek2-S217/S221 Per Wb, Ip, Elisa - Q02750/P36507

Numero articolo: CM0000575



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217/Ser221) validato per WB, IP, ELISA. Reagisce con specie umana, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221
Annotazioni/Alias	MEK1/MEK2; Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S217 & S221 di MEK1/MEK2 umana (NP_002746.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02750/P36507
Peso proteico	40kDa/43kDa/44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio