

Pab Coniglio Phospho-Mek6-S207 - P52564

Numero articolo: CM0001787



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che bersaglia la MEK6 umana fosforilata sulla serina 207, adatto per applicazioni di Western blot e immunofluorescenza su campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione da stress e citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAb coniglio Phospho-MEK6-S207
Note/Alias	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3; Phospho-MEK6-S207
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5608
GeneID	5608
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle regioni intorno alla S207 della MAP2K6 umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	P52564
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio