

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Met-Y1349 Per Wb, Elisa - P08581

Numero articolo: CM0000548



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-MET (Y1349) validato per WB e ELISA, cross-reattivo con umano e ratto. Rileva la fosforilazione del recettore del fattore di crescita degli epatociti, essenziale per lo studio delle vie di segnalazione MET.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-MET-Y1349
Note/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN897; Phospho-MET-Y1349
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4233
GeneID	4233
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y1349 di MET umano (NP_000236.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Ratto
SWISS	P08581
Peso Proteico	156kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio