

Fosfo-Mkk3-S189+Mkk6-S207 Coniglio Mab - P46734 / P52564

Numero articolo: CM0001586

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio specifico per fosforilazione che riconosce MKK3 (S189) e MKK6 (S207) fosforilati. Validato per WB, IHC-P ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione delle chinasi da stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-MKK3-S189+MKK6-S207 Coniglio mAb
Note/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Fosfo-MKK3-S189+MKK6-S207
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5606/5608
ID Gene	5606/5608
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S207 di MKK3/MKK6 umano (P46734/P52564).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P46734/P52564
Peso Proteico	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio