


Mab Coniglio Anti Phospho-MLKL-S345 Per Wb, Ip, Elisa - Q9D2Y4

Numero articolo: CM0012504



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per MLKL di topo fosforilato alla serina 345. Ideale per Western blot, immunoprecipitazione e ELISA. Esplora la via di segnalazione della necroptosi e la morte cellulare programmata indotta da TNF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-MLKL-S345 Rabbit mAb
Note/Alias	9130019I15Rik
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	197259
GeneID	74568
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico fosforilato intorno alla S441 della MLKL di topo (NP_001297542.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9D2Y4
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio