

Pab Coniglio Phospho-MLkl-S358 - Q8Nb16

Numero articolo: CM0000546



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfospecifico che riconosce la MLKL umana fosforilata in S358. Convalidato per Western blot e ELISA, presenta reazione crociata con la ratta. Adatto per la ricerca su necroptosi e morte cellulare programmata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio Phospho-MLKL-S358
Note/Alias	hMLKL; Phospho-MLKL-S358
Specie	Umana
GeneID	197259
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S358 della MLKL umana (NP_689862.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Ratta
SWISS	Q8NB16
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio