

Pab Di Coniglio Phospho-MLKL-S441 Per Wb E Elisa - Q9D2Y4

Numero articolo: CM0000594



introduzione

Phospho-MLKL-S441 pAb di coniglio rileva MLKL di topo fosforilato sulla serina 441, con reazione crociata contro essere umano e ratto. Adatto per WB e ELISA nella ricerca su necroptosi e morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-MLKL-S441
Note/Alias	9130019I15Rik; Phospho-MLKL-S441
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	197259
GeneID (Topo)	74568
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione intorno alla S441 di MLKL di topo (NP_001297542.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9D2Y4
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio