


Pab Di Coniglio Phospho-Mre11 (Ser676) Per Wb - P49959

Numero articolo: CM0001997



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Phospho-MRE11 (Ser676) rileva specificamente la MRE11 umana fosforilata alla posizione Ser676 in WB. Essenziale per studi sulla riparazione delle rotture doppio filamento, mantenimento dei telomeri e meiosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-MRE11 (Ser676) Rabbit pAb
Note/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; Phospho-MRE11 (Ser676)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4361
GeneID	4361
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S676 della MRE11 umana (NP_005582.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P49959
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio