

Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Mtor-S2448 Per Wb, Elisa - P42345

Numero articolo: CM0001272



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Phospho-mTOR (Ser2448) per WB, ELISA. Rileva mTOR umano e murino fosforilato su S2448, cruciale per la segnalazione mTORC1. Supporta studi sul metabolismo cellulare e sulla ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio Phospho-mTOR-S2448
Osservazioni/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2475
ID Gene	2475
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S2448 di mTOR umano (P42345).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio