


Fosfo-Myh9-S1943 Coniglio Pab - P35579

Numero articolo: CM0001874



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-fosfo-MYH9 (S1943) validato per WB e ELISA; reagisce con miosina-9 umana, murina e rat. Ideale per lo studio della motilità cellulare, della citochinesi e della riorganizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-MYH9-S1943 Coniglio pAb
Note/Alias	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; Fosfo-MYH9-S1943
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4627
GeneID	4627
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico fosforilato attorno a S1943 di MYH9 umano (NP_002464.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	P35579
Peso Proteico	227kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio