

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Myl9 (Ser19) Per Wb Ed Elisa - P24844

Numero articolo: CM0001358

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-MYL9 (Ser19) validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della regolazione contrattile della muscolatura liscia e non muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-MYL9-S19
Note/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Fosfo-MYL9-S19
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10398
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a S19 di MYL9 umano (NP_006088.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24844
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio