

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Myl9-T18/S19 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24844

Numero articolo: CM0000583

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro MYL9 (Thr18/Ser19) per WB, IHC-P, ELISA. Validato in umano, topo, ratto. Per la ricerca sulla contrattilità della muscolatura liscia e sulla motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-MYL9-T18/S19
Note/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-T18/S19
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10398
GenelD	10398
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T18 & S19 di MYL9 umano (NP_006088.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24844
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio