

Fosfo-Miosina Catena Leggera 2-S19 Mab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P24844

Numero articolo: CM0001147

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-Miosina Catena Leggera 2-S19 (P24844) per WB, ELISA. Rileva specificamente la S19 fosforilata della Miosina Catena Leggera 2 umana in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per ricerche sulla contrattilità e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Miosina Catena Leggera 2-S19 mAb di Coniglio
Note/Alias	LC20; MLC2; MRLR1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Fosfo-Miosina Catena Leggera 2-S19
Specie	Umano
Gene ID	10398
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno alla S19 della Miosina Catena Leggera 2 umana (NP_006088.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24844
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio