

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Miosina Catena Leggera 2-T18 - P24844

Numero articolo: CM0001915

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Fosfo-Miosina Catena Leggera 2 (T18) per WB ed ELISA. Specifico per MYL9/MLC2 umano fosforilato, fondamentale per la ricerca sulla contrattilità del muscolo liscio e non muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Fosfo-Miosina Catena Leggera 2-T18
Note/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Fosfo-Miosina Catena Leggera 2-T18
Specie	Umano
GenelD	10398
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno alla T18 della Miosina Catena Leggera 2 umana (NP_006088.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P24844
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacca refrigerante