


Phospho-Na⁺/K⁺-ATPase-S16 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb - P05023

Numero articolo: CM0001352



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva la subunità alfa-1 della Na⁺/K⁺-ATPasi fosforilata in Ser16. Adatto per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Per la ricerca sul trasporto ionico e i disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16 Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Note/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16
Specie	Umano
ID Gene	476 (ATP1A1)
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S16 della Na ⁺ /K ⁺ -ATPasi umana (NP_000692.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05023
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Confezione refrigerante