

## Fosfo-Nedd4L-S448 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q96Pu5

Numero articolo: CM0000525



### introduzione

Fosfo-NEDD4L-S448 Coniglio pAb rileva la NEDD4L endogena fosforilata a Ser-448. Validato per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio delle vie di ubiquitinilazione e della regolazione dei canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Fosfo-NEDD4L-S448 Coniglio pAb                                                                      |
| Note/Alias            | RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; Fosfo-NEDD4L-S448                                          |
| Specie                | Umano                                                                                               |
| Gene ID (Umano)       | 23327                                                                                               |
| Gene ID               | 23327                                                                                               |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a S448 di NEDD4L umano (NP_001138439.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                                               |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                           |
| Reattività Incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                 |
| SWISS                 | Q96PU5                                                                                              |
| Peso Proteico         | 112kDa                                                                                              |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                  |