

Fosfo-Nf-Kb P105-S932 Coniglio Mab Per Wb, Elisa - P19838

Numero articolo: CM0001889



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico mirato a NF-κB p105 (Ser932) per Western blot e ELISA. Rileva NF-κB p105/p50 umano, murino e ratto, un fattore di trascrizione chiave nella segnalazione immunitaria e infiammatoria. Ideale per l'analisi delle vie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-NF-κB p105-S932 coniglio mAb
Osservazioni/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NfκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Fosfo-NF-κB p105-S932
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4790
Gene ID	4790
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S932 di Fosfo-NF-κB p105-S932 umano (NP_001158884.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P19838
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio