

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S529 Per Wb, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0000636



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la fosforilazione di NF-kB p65 (RelA), rilevante la fosforilazione Ser529; validato per WB ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto; per studi sull'infiammazione e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
Note/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5970
ID Gene	5970
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno a S529 di NF-kB p65/RelA umano (NP_068810.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio