


Phospho-Nf-Kb P65/RelA-S536 Rabbit Pab - Q04206

Numero articolo: CM0001489



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva NF-kB p65 fosforilato alla serina 536. Validato per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione NF-kB e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Specie	Umano
GeneID	5970 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q04206
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio