


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Per Wb, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0001905



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting NF-κB p65/RelA a Ser468. Validato per WB ed ELISA in campioni umani e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione NF-κB, dell'infiammazione e delle vie di regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-NF-κB p65/RelA-S468 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-κB p65/RelA-S468
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5970
GeneID	5970
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S468 di Fosfo-NF-κB p65/RelA-S468 umano (NP_001138610.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q04206
Peso proteico	60 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio