

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Nf-Kb P65/Rela-T505 - Q04206

Numero articolo: CM0001625



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce NF-kB p65/RelA fosforilato in Thr505. Validato per western blot ed ELISA su campioni umani. Adatto per la ricerca sulla segnalazione di NF-kB, infiammazione e immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-NF-kB p65/RelA-T505
Note/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-T505
Specie	Umano
GeneID (umano)	5970
GeneID	5970
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio