


Anticorpo Monoclonale Coniugato Al Fosfato Di Phospho-Nf-Kb2-S866 Per Wb, Elisa - Q00653

Numero articolo: CM0000964



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato al fosfato di coniglio specifico contro NF-κB2 (p100/p52) fosforilato a S866, validato per WB e ELISA. Rileva p100/p52 endogeno; presenta reazione crociata con il topo. Fondamentale per la ricerca sulla via di segnalazione NF-κB non canonica e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-NF-κB2-S866 Rabbit mAb
Note/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4791
GeneID	4791
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione S866 del Phospho-NF-κB2-S866 umano (NP_001070962.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q00653
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio