

Pab Di Coniglio Phospho-Nf2-S518 - P35240

Numero articolo: CM0000509



introduzione

Il pAb di coniglio Phospho-NF2-S518 rileva livelli endogeni di NF2/Merlin fosforilato sulla serina 518. Convalidato per WB, IHC-P ed ELISA in campioni umani, di topo e ratto, supporta la ricerca sui geni oncosoppressori e sulla via di segnalazione Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-NF2-S518
Annotazioni / Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Phospho-NF2-S518
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4771
GeneID	4771
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S518 della proteina NF2 umana (NP_000259.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35240
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio