


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Nfkb1 (S337) Per Wb, Elisa - P19838

Numero articolo: CM0001123



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che rileva NFKB1 fosforilato a S337. Validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione NF-kappa-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-NFKB1-S337 pAb coniglio
Note/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Fosfo-NFKB1-S337
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4790
GeneID	4790
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S337 di NFKB1 umano (NP_001158884.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P19838
Peso proteico	50 kDa/105 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio