

Polimab® Di Coniglio Contro Phospho-Nfkb1-S337 Per Wb - P19838

Numero articolo: CM0001039



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NFKB1 fosforilato (Ser337), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione NF-κB nell'infiammazione e nell'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NfκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4790
ID Gene	4790
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S337 di NFKB1 umano (NP_001158884.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P19838
Peso Proteico	50kDa/105kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio