


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Nfkb1-S907 Per Western Blot - P19838

Numero articolo: CM0001801



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità fosfo-specifico per NFKB1 (pS907), validato per il rilevamento in Western Blot della NF-kappa-B p105/p50 umana fosforilata. Ideale per la ricerca sulla segnalazione infiammatoria, immunitaria e tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Phospho-NFKB1-S907 Rabbit pAb
Note/Alias	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta, Phospho-NFKB1-S907
Specie	Umano
Gene ID	4790
Immunogeno	Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti la S907 di NFKB1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio