


Pab Di Coniglio Phospho-Nfkb1-S927 Per Wb, Elisa - P19838

Numero articolo: CM0001388



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per NFKB1 fosforilato (Ser927). Adatto per Western blot e ELISA con campioni umani. Uno strumento prezioso per lo studio della segnalazione di NF-kappa-B nella ricerca sull'infiammazione, l'immunità e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-NFKB1-S927 Rabbit pAb
Note/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S927
Specie	Umana
GeneID	4790
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno alla S927 di NFKB1 umano (NP_001158884).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P19838
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio