

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Nmdar1-S896 Per Wb, Elisa - Q05586

Numero articolo: CM0000754



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Phospho-NMDAR1-S896 rileva specificamente il recettore del glutammato ionotropico NMDA 1 fosforilato sulla serina 896 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per applicazioni di Western blot (WB) e ELISA nella ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-NMDAR1-S896
Note/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2902
ID Gene	2902
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S896 dell'NMDAR1 umano (NP_015566.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05586
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio