


Anticorpo Policlonale Rabbit Phospho-P38 Mapk-T180/Y182 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Numero articolo: CM0001968



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che rileva la T180/Y182 fosforilata della p38 MAPK umana. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla via MAPK e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
Note/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1432
ID gene	5600/6300/5603/1432
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Peso proteico	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio