

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-P38 Mapk (T180/Y182) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Numero articolo: CM0001283



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-p38 MAPK (T180/Y182) validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva p38 alpha di uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione dell'inflammation e dello stress. Q16539.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
Note / Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1432
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno a T180 & Y182 della p38 MAPK umana (NP_620581.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16539
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio