


Mab Coniglio Anti-Fosfo-P53-S33 Per Wb, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001629



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro p53 fosforilato sulla serina 33. Validato per Western blot ed ELISA, reagisce specificamente con la p53 umana. Adatto per ricerche su apoptosi, ciclo cellulare e biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio Anti-Fosfo-p53-S33
Annotazioni/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S33
Specie	Umana
ID gene	7157
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione di S33 della Fosfo-p53 (S33) umana (NP_000537.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio