

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-P53-S367 Per Wb E Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001420



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico contro p53 fosforilata a Ser367, convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione p53 umana, l'apoptosi e la soppressione tumorale nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-p53-S367 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Fosfo-p53-S367
Specie	Umano
GeneID (umano)	7157
GeneID	7157
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno alla S367 della TP53 umana (NP_000537.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio