

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-P53-S37 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001327



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico diretto contro p53 fosforilato alla Ser37. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di p53, del ciclo cellulare e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p53-S37 Rabbit pAb
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S37
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7157
ID gene	7157
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione S37 della p53 umana (NP_000537.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio