


Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-P53-S376 Per Wb, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001704



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che rileva p53 fosforilato nella serina 376. Adatto per Western blot e ELISA, reagisce con p53 di uomo e ratto. Ideale per la ricerca su apoptosi, ciclo cellulare e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p53-S376 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S376
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7157
GeneID	7157
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S376 della p53 umana (P04637).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio