

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-P53-S46 Per Wb, Ip, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001303



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico per p53 (Ser46) validato per WB, IP, ELISA con campioni umani. Rileva la fosforilazione del soppressore tumorale p53 in Ser46, un evento chiave nell'apoptosi indotta da danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-p53-S46
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Fosfo-p53-S46
Specie	Umano
ID Gene	7157
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a S46 di p53 umano (NP_000537.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio