


Pab Coniglio Phospho-P53-S6 - P04637

Numero articolo: CM0001479



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-p53-S6 ad alta specificità validato per WB e ELISA, che riconosce la p53 umana fosforilata alla serina 6. Adatto per studi su apoptosi e ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio Phospho-p53-S6
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S6
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7157
GeneID	7157
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S6 della p53 umana (NP_000537.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio