

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-P53-S9 Per Wb, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001146



introduzione

L'Anticorpo Monoclonale di Coniglio Phospho-p53-S9 rileva la p53 umana fosforilata alla serina 9, con reattività crociata murina. Ideale per WB ed ELISA nella ricerca sull'apoptosi, il ciclo cellulare e i soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-p53-S9
Osservazioni/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S9
Specie	Umano
GenelD	7157
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide fosforilato sintetico intorno a S9 della p53 umana (P04637)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca refrigerante