


Fosfo-P70 S6 Chinasi 1-T389 Coniglio Pab - P23443

Numero articolo: CM0001849



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva la p70 S6 Chinasi 1 fosforilata endogena in T389. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via mTOR e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-p70 S6 Chinasi 1-T389 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Fosfo-p70 S6 Chinasi 1-T389
Specie	Umano
GeneID (umano)	6198
GeneID	6198
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a T389 di P70S6K1 umano (NP_001258989.1?).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23443
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio