


Anticorpo Policlonale Rabbit Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389 Per Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Numero articolo: CM0000951



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit fosfo-specifico diretto contro p70 S6 Kinase 1 fosforilato in T389, adatto per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA su campioni umani, di topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 Rabbit pAb
Note/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6198
GeneID	6198
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a T389 della P70 S6K umana (NP_003152.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23443
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio